

Medilon Braces – voor zorgeloos bewegen

Specialist in ondersteuning & herstel van het lichaam

Deze neuropathie sokken zijn onderdeel van een bredere missie: het ontwikkelen van toegankelijke, betrouwbare en functionele medische hulpmiddelen die mensen helpen om actief te blijven in hun dagelijks leven.

Wij richten ons op:

- Betrouwbare, medisch gecertificeerde producten
- Ondersteuning bij klachten én preventie

Gebruikstips

Hoe draag je de neuropathie sokken?

1. Aantrekken
 - a. Schuif de sok voorzichtig over de voet
 - b. Wip het hakstuk over de hiel (niet trekken aan de stof)
 - c. Trek daarna rustig verder omhoog richting de enkel en het onderbeen
 - d. Zorg dat de compressie gelijkmatig verdeeld zit
 - e. Strijk eventuele plooien glad voor een comfortabele pasvorm
2. Pasvorm
De handschoenen moeten:
 - a. Lichte, gelijkmatige compressie geven
 - b. Goed aansluiten zonder te knellen
 - c. Comfortabel aanvoelen tijdens bewegen of rust

Wanneer draag je de sokken?

- Tijdens dagelijkse activiteiten met langdurig staan of lopen
- Bij vermoeide, tintelende of gevoelige voeten
- Tijdens reizen of lange vluchten
- Tijdens rustmoment of eventueel 's nachts bij klachten

Gebruik

De sokken zijn ontworpen voor dagelijks gebruik en comfort bij klachten zoals neuropathie, vermoeide voeten of verminderde doorbloeding. Ze kunnen zowel overdag als 's nachts gedragen worden, afhankelijk van wat prettig aanvoelt. Dankzij het open teen ontwerp blijven de tenen vrij voor extra comfort en ventilatie.

Hoe lang gebruiken?

Bij chronische of terugkerende klachten:

- Draag de sokken op momenten van belasting of klachten
- Gebruik ze zo vaak als nodig voor comfort en ondersteuning
- Langdurig gebruik is mogelijk indien gewenst

Belangrijke tips

- ✓ Voorkom plooien of ophopingen van de stof
- ✓ Niet gebruiken bij open wonden of ernstige huidproblemen
- ✓ Controleer regelmatig de huid bij verminderd gevoel in de voeten